

Produktdatenblatt

Komprimierte Gaze, Z-Faltung

Beschreibung: Weiße Mullbinde aus 100 % Baumwolle, 11,43 cm x 3,75 m, 6-lagig, komprimiert und vakuumiert, steril, hohe Saugfähigkeit, doppelagige Verpackung zur einfachen und hygienischen Handhabung, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten rund um die Wundversorgung.

REF: NR70-VSCGF-01



Produkteigenschaften		Verpackungseigenschaften, Lagerung	
Material	100 % Baumwolle	Grundpackung	Inhalt: 1 Stück Doppelagige Verpackung aus PE-Folie (außen) und Nylon-Folie (innen)
Farbe	Weiß	Steriles Produkt	Ja
Abmessungen (Packung)	Ca. 15 x 10 x 1,5 cm	Haltbarkeit	7 Jahre ab Herstellungsdatum
Gewicht (inkl. Verpackung)	Ca. 40 g	Sammelpackung	/
Regulatorische und marktspezifische Information		Versandverpackung	200 Stück
Verordnung	CE-konformes Medizinprodukt der Klasse Is gem. Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)	Versandverpackung: Abmessungen, Gewicht	Ca. 54 x 34 x 20 cm, ca. 9 kg
NSN	6510-01-605-2234	Lagerungshinweise	Vor Sonnenlicht schützen Trocken aufbewahren
Herstellungsland	CN		
Zolltarifnummer	3005901000		



European Importer:
nextRESCUE GmbH
Brennhorster Str. 12
32479 Hille, Germany



Caretechion GmbH
Niederrheinstr. 71
40474 Düsseldorf
Germany



Anji Hengfeng Sanitary Material Co., Ltd.
Ancheng, Dipu Town, Anji County
313300 Zhejiang, P.R. China